

Testes de PCR em TEMPO real da Saúde do Homem

Orientações para o médico urologista e proctologista quanto a coleta



A partir de uma única coleta você pode realizar diversos testes para a investigação completa da saúde sexual e reprodutiva dos seus pacientes.

1. Testes

TESTE	MATERIAL
Citologia	Meio Líquido BD SurePATH, Ginoprep, Thinprep ou Cellpreserve
Captura Híbrida HPV alto e Baixo risco e Clamídia e Gonococo	Meio Líquido BD SurePATH, Ginoprep, Thinprep ou Cellpreserve
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em tempo real em multiplex	
Genotipagem de PCR em Tempo Real para HPV alto e baixo risco	Meio Líquido BD SurePATH, Ginoprep, Thinprep ou Cellpreserve STM, Bloco de parafina
Genotipagem de PCR em Tempo Real para HPV alto risco	Meio Líquido BD SurePATH, Ginoprep, Thinprep ou Cellpreserve STM, Bloco de parafina
Painel de Infecções Sexualmente Transmissíveis 1 (IST1)	Meio Líquido BD SurePATH, Ginoprep, Thinprep ou Cellpreserve STM, Urina (em tubo cônico sem preservante)
Painel de Infecções Sexualmente Transmissíveis 2 (IST2)	Meio Líquido BD SurePATH, Ginoprep, Thinprep ou Cellpreserve STM, Urina (em tubo cônico sem preservante)
Painel de Úlcera Genital	Meio Líquido BD SurePATH, Ginoprep, Thinprep ou Cellpreserve STM, Bloco de parafina
Painel de Candidíase	Meio Líquido BD SurePATH, Ginoprep, Thinprep ou Cellpreserve, STM

2. Amostras

A análise pode ser feita em amostras conservadas em meio líquido (BD Surepath, Ginoprep, Thinprep ou Cellpreserve, STM). O Laboratório Argos fornece o meio BD Surepath e STM para a realização da coleta. Materiais:

ESCOVADOS

Uretral, peniano, anal, oral ou áreas de lesão. Acondicionado em citologia em meio líquido (material fornecido pelo Laboratório Argos).

Testes de PCR em TEMPO real da Saúde do Homem

Orientações para o médico urologista e proctologista quanto a coleta

URINA DE PRIMEIRO JATO

- Orientar o paciente para coleta de urina
- Realizar higiene habitual.
- Necessário ficar sem urinar por um período mínimo de duas horas antes da coleta.
- Enviar a amostra em tubo cônico estéril (material fornecido pelo laboratório). Volume: 6 ml a 10ML.
- Orientar que o paciente deve trazer o material já coletado para o Laboratório Argos juntamente com a guia médica preenchida, caso não consiga trazer no mesmo dia da coleta, manter o material sob refrigeração. Anotar a data da coleta no tubo.

A urina primeiro jato é estável nas seguintes condições:

- Temperatura ambiente: 24 horas
- Refrigerado (2 a 8°C): 7 dias.

BLOCO DE PARAFINA - BIÓPSIA



Figura 1. Meio Líquido BD Surepath



Figura 2. Meio Líquido STM. Utilizado somente para realização de testes de PCR. Não é recomendado para a realização de análise de citologia. (ATENÇÃO)

3. Envio de material

- Material deve ser colhido por médico e enviado ao Laboratório Argos.
- Material em meio líquido (BD Surepath, Ginoprep, Thinprep, Cellpreserve ou STM) pode ser enviado em temperatura ambiente.
- Material de urina seguir as orientações descritas no item D e E.
- O material pode ser recolhido no consultório do médico (conforme solicitação previa com o setor de logística do Laboratório Argos) ou pode ser entregue pelo paciente em qualquer unidade do laboratório Argos acompanhado de guia médica devidamente preenchida.

!!!! Nota importante: Os testes que podem ser realizados em bloco de parafina são:

- Genotipagem de PCR em Tempo Real para HPV alto e baixo risco
- Genotipagem de PCR em Tempo Real para HPV alto risco
- Painel de Úlcera Genital